

SCHWARZY

Il nuovo sistema per la tonificazione
muscolare ed il body shaping



Un nuovo stimolo nel body shaping non invasivo



Schwarzy è il sistema con tecnologia FMS (Focused Magnetic Stimulation) dedicato al rassodamento corporeo con stimolazione della massa muscolare e diminuzione delle adiposità localizzate. Il dispositivo è non invasivo e agisce su diverse aree corporee grazie ai suoi 2 manipoli che si adattano ad addome, glutei, braccia e gambe provocando contrazioni muscolari attivate da energia elettromagnetica. Il rapido cambiamento dei campi magnetici, generati da questo dispositivo, trasmette corrente direttamente al tessuto muscolare in profondità, contraendolo e rilasciandolo. I risultati sono: la tonificazione e il potenziamento dei muscoli e la riduzione delle adiposità localizzate.

Questa stimolazione è di tipo sovramassimale ossia superiore a quella raggiungibile volontariamente dal paziente ed è impiegata con successo anche in soggetti con obesità addominale o in sovrappeso. Il trattamento è confortevole perché non vi è interazione dermo-epidermica con i campi elettromagnetici. Il raffreddamento a liquido dei manipoli di Schwarzy ha dei vantaggi notevoli rispetto ad altri sistemi di raffreddamento comunemente impiegati perché garantisce elevate performances ed evita il riscaldamento sulla zona trattata.

NON
INVASIVO

NON
OPERATORE
DIPENDENTE

ADATTO
A PIÙ AREE
CORPOREE

TRATTAMENTI



Stimolazione
Neuromuscolare



Adiposità
(Body Shaping)

TECNOLOGIA FMS (FOCUSED MAGNETIC STIMULATION) per:

- Contrazioni sovramassimali per stimolazione muscolare profonda (2,5 tesla)
- Selettività neuromuscolare
- Riduzione del tessuto adiposo e tonificazione muscolare
- Miglioramento della postura

Il successo e' nelle tue mani

L'eccesso di peso e di adiposità localizzate sono problematiche che affliggono un elevato numero di persone in entrambi i sessi (circa l'80%). Risultati eccezionali possono essere raggiunti con poche sedute. Questa tecnologia utilizza programmi di trattamento con protocolli differenziati in 3 tipologie: aerobico, definizione muscolare e rafforzamento muscolare per l'adattamento completo alle caratteristiche del paziente. La soddisfazione per i risultati raggiunti sin dalle prime sedute sarà la migliore pubblicità per questo dispositivo. Il trattamento con Schwarzy avviene senza l'utilizzo di consumabili. Questo comporta grandi vantaggi in termini economici ed ecologici. Inoltre all'interno dello studio non devono essere previsti degli spazi destinati allo stoccaggio del materiale di consumo. Schwarzy è libero da fee di "pay for use" per ogni trattamento effettuato.



SPECIFICHE TECNICHE

SCHWARZY	
Tipo di energia	Campi elettromagnetici
Intensità	Fino a 2,5T
Frequenza di ripetizione	1-150 Hz
Durata d'impulso	250µs ± 20%
Dimensioni e Peso	40 cm x70 cm x110 cm (LxPxA) - 60 Kg

CE
1282

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

Seguici su



www.renaissancelaser.it

DEKA
Innate Ability

Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com



Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso. Riservato ai professionisti sanitari.


El.En. Group