

◇ SUPREMA ◇

**Potenza Laser Superiore per trattamenti
Vascolari e di Epilazione**

Suprema è la nuova piattaforma laser sviluppata da Quanta System, dedicata ai trattamenti vascolari, all'epilazione e al ringiovanimento con risultati veloci, efficaci e ridotti tempi di recupero.

Questa tecnologia si posiziona tra le più performanti al mondo grazie alle 3 lunghezze d'onda (523 nm, 755 nm e 1064 nm) e all'esclusiva **Quanta Mixed Technology**.



Manipoli ZOOM

Suprema dispone di ottiche zoom (da 2 a 20 mm) e di ottiche fisse (14,16,18,20,22 mm) facilmente adattabili alle dimensioni delle aree da trattare.

Connessione One-Click

Questo sistema rileva gli spot automaticamente senza cablaggi esterni.



Skin Cryo & Skin Cooler

I sistemi di raffreddamento, rivisitati nella loro forma più ergonomica, massimizzano il comfort di trattamento.

Nuova Esperienza Utente

La GUI intuitiva e l'inedito database di trattamento, completano l'utilizzo di un laser unico nel suo genere.



Manipoli Twain

È possibile connettere il Twain Er:YAG 2940 nm o Twain IPL, per estendere ulteriormente le indicazioni d'uso.



Quanta Mixed Technology®

La tecnologia che permette, in modo simultaneo o sequenziale, di miscelare ed emettere 2 lunghezze d'onda: Alexandrite (755 nm) e Nd:YAG (1064 nm).

Ideale per trattamenti Vascolari e di Epilazione

Grazie alle diverse lunghezze d'onda è possibile agire in profondità nei vasi sanguigni o nel follicolo, con risultati ottimali su viso e corpo, per tutti i tipi di pelle.