

DISCOVERY *PICO*

Quanta System

DISCOVER YOUR
UNIQUENESS



VARIOPULSE®
TECHNOLOGY

— DISCOVERY PICO —
VARIOPULSE®
TECHNOLOGY

Riconosciuta per la sua avanzata tecnologia laser a picosecondi, la serie **Discovery PICO** introduce ora la **VarioPulse Technology®**. Questa innovazione offre un livello inedito di versatilità che consente di scegliere tra **3 Pico-Pulses**, per personalizzare il trattamento in base alle esigenze uniche di ogni cliente.

UN DISPOSITIVO DI ALTO LIVELLO PER ESPERTI DI ALTO LIVELLO.

3 NUOVI TRATTAMENTI ESCLUSIVI pensati per le diverse esigenze della pelle con una versatilità unica.



PICO TUNE-INK

Il trattamento versatile che rimuove tatuaggi multicolore, di diversa tipologia e complessità.



PICO FILLING

Il trattamento senza down-time che rivitalizza la pelle dall'interno e ne migliora l'aspetto.



PICO PLASMA

Il trattamento di rimodellamento della pelle a tutto tondo efficace anche su cicatrici e cicatrici d'acne.



MANIPOLI FRAZIONATI VERSATILI

La linea Optibeam II è pensata per trattamenti cutanei multi livello e per le lesioni pigmentate benigne.



**MANIPOLI FLAT-TOP
TONDI E QUADRATI**
Manipoli Optibeam II, per trattamenti sicuri di rimozione di tatuaggi e lesioni pigmentate.



TECNOLOGIA PICOBOOST

Fino a 1,8GW di potenza laser.



FINO A 3 LUNGHEZZE D'ONDA

FD Nd:YAG 532 nm, Nd:YAG 1064 nm, Ruby 694 nm.



FINO A 6 TIPI DI EMISSIONE

Per utilizzare l'impulso più indicato in base al tipo di trattamento.

PERICOLO - RADIAZIONE LASER VISIBILE E INVISIBILE

Evitare l'esposizione di pelle ed occhi alle radiazioni dirette o disperse | Raggio laser: Classe 4 | Raggio puntamento: Classe 3R

