

Quanta System

Chrome<sup>®</sup>  
LASE-STATION

ESTETICA & DERMATOLOGIA

Quanta System

Chrome<sup>®</sup>  
LASE-STATION

## ESPANDI LE TUE POSSIBILITÀ

Chrome Lase-Station<sup>®</sup> utilizza l'innovativa tecnologia **Q-Switched** per offrire numerose opzioni di trattamento, con risultati di alta qualità.

## GUIDA L'INNOVAZIONE

Chrome Lase-Station<sup>®</sup> si distingue per la sua **notevole flessibilità**, affermandosi come una delle **soluzioni più versatili per il benessere delle persone**. Questo dispositivo è stato progettato ponendo particolare attenzione alla **soddisfazione del cliente**.

## ELEVA GLI STANDARD

Con Chrome Lase-Station<sup>®</sup> hai accesso a **più di cinquanta tipologie di trattamenti**, oltre alle esclusive **Quanta Skin Apps<sup>®</sup>**, soluzioni di trattamento innovative pensate **coinvolgere i consumatori** in tutto il processo.

## LA NOSTRA ESPERIENZA

Grazie all'**eredità tecnologica** e all'**esperienza** di Quanta System, Chrome permette agli operatori di rispondere alle **diverse esigenze dei clienti** in modo tempestivo, offrendo **moduli aggiuntivi su misura**.

## AMPLIA IL TUO BUSINESS

Il potenziale di Chrome cresce insieme alla tua attività, permettendoti di **restare sempre aggiornato** e di **scegliere le opzioni di cui hai bisogno** in qualsiasi momento. Un'**opportunità preziosa per ampliare le possibilità di trattamento**.

# In sintesi

## Moduli Espandibili

Un dispositivo up-to-date e flessibile

## Fino a 5 Lunghezze d'Onda

Nd:YAG 532 nm, 1064 nm QS-OP

Nd:YAG 1064 nm P

ROSSO 694 nm

Twain ER:YAG 2940

Twain IPL

## Tecnologia Q-Switched

L'innovativa tecnologia Q-Switched permette di combinare potenza elevata e impulsi molto brevi per ottenere un'alta precisione in ogni trattamento

## Quanta Skin Apps®

Soluzioni innovative progettate per migliorare la comunicazione tra operatori e consumatori

## Molteplici Manipoli Disponibili

I manipoli Optizoom, Rosso, PlasmaFrax e PhotoFrax consentono di effettuare trattamenti ad alta precisione, rispondendo alle diverse esigenze degli utenti



LA SOLUZIONE LASER ESPANDIBILE CHE RISPONDE ALLE TUE ESIGENZE




# Guida L'innovazione

# Espandi le tue possibilità

Quanta System si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di **abbracciare la diversità e di celebrare la bellezza unica di ogni individuo.**

Chrome Lase-Station<sup>®</sup>, insieme alla tecnologia Q-Switched, offre la possibilità di trattare diverse necessità della pelle con **grande precisione, rispondendo prontamente alle esigenze dei consumatori.**

Questo dispositivo deve la sua **elevata flessibilità** ad un'ampia gamma di opzioni di trattamento, accessibili tramite l'utilizzo di **moduli intuitivi** chiamati **Skin Apps<sup>®</sup>**.



## MODULI HIGH-TECH



LA TECNOLOGIA ESPANDE LE POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTO

# Scopri le — Skin Apps®

Chrome®  
LASE-STATION

I consumatori che scelgono i trattamenti di Chrome Lase-Station® non solo hanno l'opportunità di trovare una soluzione adatta alle esigenze della propria pelle, ma scoprono anche un **approccio completamente nuovo** alla procedura stessa.

Le **Quanta Skin Apps®** sono state progettate per offrire ai clienti **la possibilità di comprendere a fondo ogni trattamento**, migliorando significativamente la fiducia che ripongono nei professionisti.

Si tratta di preset pronti all'uso che consentono di migliorare la **comunicazione tra operatore e consumatore** sin dalla prima consulenza, **umentando il coinvolgimento dei clienti e la loro fiducia nel trattamento**.

Le Skin Apps® rispecchiano appieno gli ideali di Quanta System e sono state progettate per **avvicinare le persone**, fornendo agli operatori uno **strumento prezioso in grado di cambiare il futuro della comunicazione nella medicina estetica**.




**NATURAPEEL®**  
Peeling laser veloce e delicato



**DÉCOLLETÉ**  
Effetto tensore e uniformità di tono



**REFRESH**  
Ringiovanimento delicato



**REFRESH BRONZE**  
Ringiovanimento delicato per pelli scure



**REVIVO**  
Ringiovanimento cutaneo



**DEFINE**  
Skin resurfacing

INSIEME, DIAMO FORMA AL FUTURO

A close-up, high-resolution portrait of a woman's face, focusing on her eyes and skin texture. She has light blue eyes and numerous freckles across her nose and cheeks. Her lips are slightly parted, showing a natural pinkish-red color. The lighting is soft and natural, highlighting the fine details of her skin.

Eleva gli  
Standard

# La nostra — esperienza

La lunga esperienza di Quanta System nello sviluppo di dispositivi laser d'avanguardia non è soltanto una **garanzia di affidabilità**, ma anche un impegno costante verso il **miglioramento continuo**.

**Chrome** incorpora l'innovazione, grazie a caratteristiche avanzate come la **tecnologia Q-Switched**, che combina **energia elevata e impulsi di breve durata**, offrendo un **livello di precisione notevole**.

Inoltre, questo dispositivo è noto anche per la sua **flessibilità**, permettendo configurazioni veloci ed efficienti e **fino a cinquanta indicazioni di trattamento differenti**.

## Skin Resurfacing

---

Ringiovanimento Cutaneo

---

Lesioni Pigmentate Benigne

---

Rimozione Tatuaggi Multicolore

---

Lesioni Vascolari Dermatologiche

---

Epilazione

---





# Trattamenti



## Skin Resurfacing

---

L'impiego di più lunghezze d'onda è essenziale per ottenere risultati ottimali in una **vasta gamma di procedure dermatologiche**, incluso il trattamento di **skin resurfacing**.

Grazie alla **diffusione termica controllata**, è possibile trattare in maniera efficace **cicatrici, linee sottili e rughe**, rispondendo alle **esigenze specifiche di ciascun cliente**.

La **guarigione è rapida**, grazie ai **danni minimi alla pelle** che normalmente si verificano durante il trattamento.



## Ringiovanimento Cutaneo

---

Il ringiovanimento cutaneo laser offre una soluzione concreta contro i processi di foto-invecchiamento, intervenendo su **aree specifiche del viso e del collo**.

Questa procedura stimola la **produzione di collagene** e **riduce un'ampia gamma di segni dell'invecchiamento**.

Il **ringiovanimento cutaneo** è efficace per **tutti i tipi di pelle** e offre un **effetto levigante** grazie alla **stimolazione multilivello** della pelle.



## Lesioni Pigmentate Benigne

---

Le lesioni pigmentate benigne possono essere causate da **diversi fattori** e necessitano di essere trattate, anche se non sono pericolose per la salute del consumatore.

Queste procedure trattano efficacemente **aree mirate della pelle**, rispondendo alle **esigenze specifiche dei clienti**.

Il **benessere è preservato** e l'efficacia garantita per varie indicazioni, tra cui **melasma, lentigo, efelidi, macchie caffè-latte** e **nevi di Ota e Ito**.



## Rimozione Tatuaggi Multicolore

---

Gli **spot quadrati** e gli **impulsi combinati** consentono un **controllo notevole del grado di overlapping**, soprattutto in caso di rimozione tatuaggi ad alta fluenza.

Il profilo del fascio flat-top permette agli operatori di raggiungere la **massima efficacia e sicurezza**, grazie alla sua **omogeneità**.

Ogni lunghezza d'onda agisce in modo specifico sui **diversi pigmenti colorati**, ampliando la gamma dei trattamenti e la loro efficacia.



## Lesioni Vascolari Dermatologiche

---

Sfruttando la tecnologia laser avanzata, i **vasi sanguigni danneggiati** vengono selettivamente colpiti e chiusi, riducendo le lesioni vascolari dermatologiche e **preservando i tessuti circostanti**.

L'interazione del laser con l'emoglobina presente nei vasi capillari porta efficacemente alla loro coagulazione e successiva scomparsa.

Le lesioni vascolari trattabili includono **teleangectasie, vene varicose, emangiomi, rosacea e malformazioni vascolari**.



## Epilazione

---


I **peli indesiderati su viso e corpo** possono risultare fastidiosi in molte situazioni, per motivi estetici, dermatologici e psicologici.

La tecnologia laser risponde alle necessità di **rimozione dei peli** agendo sui follicoli piliferi e sulla **concentrazione di melanina, riducendo al minimo i danni alla pelle** circostante.

Durante il trattamento, i **follicoli piliferi** assorbono gli impulsi emessi dal dispositivo. Questa procedura rimuove i peli **lasciando la pelle liscia e inibendo la ricrescita**.



# Manipoli



## Optizoom

Ottica versatile che consente di raggiungere un'elevata precisione

### Opzioni di Trattamento

Ringiovanimento Cutaneo  
Lesioni Vascolari Dermatologiche  
Lesioni Pigmentate Benigne  
Rimozione Tatuaggi Multicolore



## Optibeam II

### PlasmaFrax & PhotoFrax

Manipoli frazionati 8DF e 9HC

### Opzioni di Trattamento

Lesioni Pigmentate Benigne (HC)  
Skin Resurfacing (DF)  
Rimozione Tatuaggi (DF)  
Ringiovanimento Cutaneo (DF)

## Rosso

Manipolo laser Q-Switched ultrasensibile attivo a 694 nm

### Opzioni di Trattamento

Lesioni Pigmentate Benigne  
Rimozione Tatuaggi




## NaturaPeel®

Manipolo dedicato per peeling laser con crema

### Opzioni di Trattamento

Peeling del Viso  
Levigatura della Pelle  
Riduzione dei Pori  
Stimolazione della Produzione di  
Collagene



# Manipoli



## Twain 2940

Er:YAG laser @ 2940 nm. Il potere ablativo nelle tue mani

### Opzioni di Trattamento

Cicatrici Traumatiche e da Acne  
Procedure Dermatologiche Ablative  
Skin Resurfacing



## Twain IPL

Il mix di potenza e versatilità della luce pulsata

### Opzioni di Trattamento

Lesioni Vascolari Dermatologiche  
Lesioni Pigmentate Benigne  
Ringiovanimento Cutaneo  
Epilazione



Amplia il tuo  
Business




# Potenzia la tua — affidabilità

La Chrome Lase-Station® di Quanta System da **priorità al benessere** a ogni livello, ottimizzando la **comunicazione tra operatori e consumatori** e garantendo, allo stesso tempo, **efficacia e versatilità**.

Questo approccio meticoloso consente agli utenti di **aggiornare continuamente il dispositivo** e di accedere alla **formazione avanzata** offerta dalla **Quanta System Academy**.

Chrome permette di costruire una **solida affidabilità** e favorisce la consolidazione di **relazioni durature tra medico e cliente**, contribuendo anche all'**aumento dei ricavi** delle cliniche.



MODULARITÀ  
PERSONALIZZABILE

VERSATILITÀ  
DI TRATTAMENTO

SOLIDA  
AFFIDABILITÀ

IN PRIMA LINEA PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

# Pre/Post



**NATURAPEEL®**

Peeling laser veloce e delicato


*Per gentile concessione di Quanta System*



**DÉCOLLETÉ**

Effetto tensore e uniformità di tono


*Per gentile concessione di Quanta System*



**REFRESH**

Ringiovanimento delicato

*Per gentile concessione di Nicola Zerbinati MD*



**REFRESH BRONZE**

Ringiovanimento delicato per pelli scure

*Per gentile concessione di Nicola Zerbinati MD*



**REVIVO**

Ringiovanimento cutaneo


*Per gentile concessione di Nicola Zerbinati MD*



**DEFINE**

Skin resurfacing

*Per gentile concessione di Nicola Zerbinati MD*



# Vantaggi

## TECNOLOGIA ESPANDIBILE

Grazie alla sua espandibilità, Chrome permette di accedere a un'ampia gamma di trattamenti con risultati di alta qualità

## FLESSIBILITÀ NOTEVOLE

La tecnologia Q-Switched consente di ottenere una precisione elevata, trattando diverse necessità della pelle in modo mirato

## SOLUZIONI DI ALTO LIVELLO

Le Quanta Skin Apps<sup>®</sup> uniscono versatilità e praticità, offrendo ai clienti una chiara comprensione dei trattamenti

## AFFIDABILITÀ POTENZIATA

Con le sue caratteristiche innovative, Chrome si prende cura delle esigenze del cliente, offrendo opzioni di trattamento su misura

INFO EXTRA QUI



get in touch



[quantasystem.com](http://quantasystem.com)



Questa brochure non è destinata al mercato degli Stati Uniti.  
Alcuni usi / configurazioni / modelli / accessori previsti non sono autorizzati per gli Stati Uniti.

#### **PERICOLO - RADIAZIONE LASER VISIBILE E INVISIBILE**

Evitare l'esposizione di pelle e occhi alle radiazioni dirette o disperse | Raggio laser: Classe 4 | Raggio di puntamento: Classe 3R

