

Quanta System

◊ SUPREMA ◊

ESTETICA & DERMATOLOGIA

Quanta System

◇ SUPREMA ◇

LIBERA LA POTENZA DI SUPREMA

Ogni impulso è come la prima luce del giorno, pensato per **rinnovare la luminosità e la vitalità innata della pelle**. Suprema è la soluzione per chi è alla ricerca di trattamenti che rivelino la propria bellezza autentica.

AUMENTA LE TUE CHANCES

Suprema è stato progettato per rispondere alle **diverse esigenze della pelle**, offrendo ai clienti una **profonda sensazione di ringiovanimento**. Questo **impegno verso il benessere** ha reso possibile la creazione di un'ampia gamma di trattamenti estetici.

TECNOLOGIA AVANZATA

Questo dispositivo laser si distingue per due caratteristiche principali: **tre lunghezze d'onda selezionabili** e la **Quanta Mixed Technology[®]**, che consente di **combinare due diverse lunghezze d'onda con spot di grandi dimensioni**.

ELEVA IL TUO COMFORT

La capacità di Suprema di eseguire una serie di procedure diverse, insieme alla presenza di un **doppio sistema di raffreddamento**, garantisce risultati di **alta qualità**.

SUPERA I TUOI LIMITI

Un **dispositivo laser versatile** come Suprema di Quanta System rappresenta la **scelta ideale per ogni clinica** che desidera **migliorare la qualità complessiva dei trattamenti**, ottimizzando il **ritorno sull'investimento**.

In sintesi

Fino a 3 Lunghezze d'Onda

Nd:YAG 532 nm

Nd:YAG 1064 nm

Alexandrite 755 nm

Quanta Mixed Technology®

Tecnologia proprietaria che permette di miscelare ed emettere in modalità simultanea o sequenziale due lunghezze d'onda: Nd:YAG (1064 nm) e Alexandrite (755 nm)

Manipolo Contact Skin Cooler

L'utilizzo del sistema di raffreddamento a contatto migliora la percezione di comfort durante il trattamento

Manipolo Air Skin Cryo

L'unità di raffreddamento ad aria esterna garantisce un comfort di trattamento ottimale

Manipoli Twain Opzionali

Twain Er:YAG 2940 nm e Twain IPL possono essere connessi al device per ampliare ulteriormente le possibilità di trattamento



UNA SOLUZIONE POTENTE PER DIVERSE APPLICAZIONI

Aumentale Twe Chances




Versatilità, la vera — chiave

Quanta System si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di **abbracciare la diversità e di celebrare la bellezza unica di ogni individuo.**

Suprema è stato progettato per garantire un'**elevata versatilità** e rispondere a diverse esigenze della pelle, tra cui le **lesioni vascolari dermatologiche**, l'**epilazione**, le **lesioni pigmentate benigne** e il **ringiovanimento cutaneo**.

Questo **dispositivo laser all'avanguardia** si afferma in modo significativo, grazie alle sue **caratteristiche uniche** e alla **tecnologia innovativa** che lo contraddistinguono nel mercato dei laser di oggi.



VARIETÀ DI APPLICAZIONI

LESIONI
VASCOLARI
DERMATOLOGICHE

EPILAZIONE

LESIONI
PIGMENTATE
BENIGNE

RINGIOVANIMENTO
CUTANEO

LA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DELLA TUA PELLE

Trova la giusta — combinazione

Suprema rappresenta una **svolta nei trattamenti estetici laser** grazie alle sue caratteristiche all'avanguardia. In particolare, questo potente dispositivo laser sfrutta tutto il potenziale della **Quanta Mixed Technology®**.

Questa tecnologia permette di **combinare due diverse lunghezze d'onda** in un unico impulso, garantendo **versatilità ed efficacia** nei trattamenti e nelle diverse condizioni.

Grazie alla **Quanta Mixed Technology®**, Suprema consente la **miscelazione ed emissione simultanea o sequenziale di due lunghezze d'onda: Alexandrite (755 nm) e Nd:YAG (1064 nm)**.


Mediante questa **precisa personalizzazione**, le procedure possono essere adattate alle **esigenze del paziente**, migliorando la sicurezza e l'efficienza del trattamento e garantendo risultati di alto livello.



SUPREMA
Quanta Mixed Technology®

ALEXANDRITE (755 nm)

ND:YAG (1064 nm)



LA FORMULA IDEALE PER OGNI PROCEDURA



Tecnologia Avanzata

Eleva il tuo — comfort

Con Suprema, ci impegniamo a offrire **soluzioni efficaci** che migliorino l'esperienza dei nostri clienti; **la salute e il benessere sono al centro di ogni trattamento.**

In questo percorso, l'**innovazione tecnologica** gioca un ruolo importante, consentendo a Suprema di affrontare **un'ampia varietà di problematiche cutanee** e di comprendere in modo significativo le esigenze delle persone, **stando sempre dalla parte del cliente.**

Questo approccio di cura offre ai consumatori un **senso di rigenerazione** e di **benessere autentico**, permettendo loro di sperimentare il comfort in modo profondo.

È il vostro momento per sentirvi bene.
Lasciatevi trasportare dal potere di Suprema.

Lesioni Vascolari Dermatologiche


Epilazione

Lesioni Pigmentate Benigne

Ringiovanimento Cutaneo



Trattamenti



Lesioni Vascolari Dermatologiche

Sfruttando la tecnologia laser avanzata, i **vasi sanguigni danneggiati** vengono selettivamente colpiti e chiusi, riducendo le lesioni vascolari dermatologiche e **preservando i tessuti circostanti**.

L'interazione del laser con l'emoglobina presente nei vasi capillari porta efficacemente alla loro coagulazione e successiva scomparsa.

Le lesioni vascolari trattabili includono **teleangectasie, vene varicose, emangiomi, rosacea e malformazioni vascolari**.




Epilazione

I **peli indesiderati su viso e corpo** possono risultare fastidiosi in molte situazioni, per motivi estetici, dermatologici e psicologici.

La tecnologia laser risponde alle necessità di **rimozione dei peli** agendo sui follicoli piliferi e sulla **concentrazione di melanina, riducendo al minimo i danni alla pelle** circostante.

Durante il trattamento, i **follicoli piliferi** assorbono gli impulsi emessi dal dispositivo. Questa procedura rimuove i peli **lasciando la pelle liscia e inibendo la ricrescita**.



Lesioni Pigmentate Benigne

Le lesioni pigmentate benigne possono essere causate da **diversi fattori** e necessitano di essere trattate, anche se non sono pericolose per la salute del consumatore.

Queste procedure trattano efficacemente **aree mirate della pelle**, rispondendo alle **esigenze specifiche dei clienti**.

Il **benessere è preservato** e l'efficacia garantita per varie indicazioni, tra cui **melasma, lentigo, efelidi, macchie caffè-latte** e **nevi di Ota e Ito**.



Ringiovanimento Cutaneo

Il ringiovanimento cutaneo laser offre una soluzione concreta contro i processi di foto-invecchiamento, intervenendo su **aree specifiche del viso e del collo**.

Questa procedura stimola la **produzione di collagene** e **riduce un'ampia gamma di segni dell'invecchiamento**.

Il **ringiovanimento cutaneo** è efficace per **tutti i tipi di pelle** e offre un **effetto levigante** grazie alla **stimolazione multilivello** della pelle.

Manipoli



Contact Skin Cooler

Raffreddamento a contatto per un maggiore comfort

Ottiche Zoom Intercambiabili

Due opzioni disponibili, per procedure differenti



Misure Disponibili

2,5-6 mm

8-20 mm



Twain 2940

Er:YAG laser @ 2940 nm. Il potere ablativo nelle tue mani

Air Skin Cryo

Il potere del raffreddamento ad aria
in un manipolo innovativo



Ottiche Fisse Intercambiabili

Cinque diverse dimensioni dello spot per i risultati più precisi

Dimensioni Spot Disponibili

- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm



Twain IPL

Il mix di potenza e versatilità della luce pulsata



Supera i
Tuoi limiti.




La tua scelta — migliore

Suprema è stato progettato per **migliorare le prestazioni nel campo della medicina estetica e della dermatologia**, consentendo agli operatori di eseguire un'ampia gamma di trattamenti.

Con le sue grandi potenzialità, **Suprema può fare la differenza nel mercato dell'estetica**, aiutando cliniche e operatori a **costruirsi una forte affidabilità** e a **prendersi cura dei consumatori**.

La **Quanta Mixed Technology[®]** è la caratteristica chiave che vi permetterà di superare i limiti e **alzare il livello delle vostre procedure**, migliorando la qualità della vostra attività.



**IMPULSI
COMBINATI**

**PROCEDURE DI
ALTO LIVELLO**

**RISULTATI
OTTIMIZZATI**

ESPLORA NUOVE POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTO

Pre/Post



Lesioni Vascolari Dermatologiche Rosacea

*Per gentile concessione di
Nicola Zerbinati MD*



Lesioni Vascolari Dermatologiche Telangiectasia

*Per gentile concessione di
Nicola Zerbinati MD*



Lesioni Vascolari Dermatologiche Emangioma

*Per gentile concessione di
Nicola Zerbinati MD*



Epilazione Beard Design

*Per gentile concessione di
Quanta System*



Lesioni Pigmentate Benigne Macchie Solari

*Per gentile concessione di
Nicola Zerbinati MD*



Vantaggi

TECNOLOGIA COMBINATA

Con la Quanta Mixed Technology[®], è possibile ottenere risultati di altissimo livello, grazie alla combinazione di due lunghezze d'onda

AMPIA COPERTURA

Suprema offre un'ampia gamma di possibilità di trattamento, rendendo la vostra clinica più competitiva

SOLUZIONI ORIENTATE AL CLIENTE

Grazie al doppio sistema di raffreddamento, Suprema minimizza il disagio e preserva il benessere del cliente durante il trattamento

MIGLIORAMENTO DEL FATTURATO

Suprema ha tutte le caratteristiche per essere il dispositivo di prima scelta che state cercando per migliorare la vostra attività

INFO EXTRA QUI



get in touch



quantasystem.com



Questa brochure non è destinata al mercato degli Stati Uniti.
Alcuni usi / configurazioni / modelli / accessori previsti non sono autorizzati per gli Stati Uniti.

PERICOLO - RADIAZIONE LASER VISIBILE E INVISIBILE

Evitare l'esposizione di pelle e occhi alle radiazioni dirette o disperse | Raggio laser: Classe 4

